

测量药瓶的外框尺寸


应用: 测量药瓶的尺寸大小

NEW TRY 产品: Telecentric lens(VCM125-190-AL) +远心光源(VCL-90-1W-G)

- C 接口
- <0.1% 畸变;
- 分辨率高, 图像清晰
- 测量药瓶的外框尺寸

相机: SMP Basler-acA2500-14gm, 1/2.5mm CMOS@2.2um

- 分辨率 (H x V) 2592x1944 px



测试结论:

- 精度: 取决于相机分辨率和图像大小
150mm × 112mm < 0.017mm with 2592x1944 pixels.
- 性能: 图像清晰, 几乎0畸变
- 测试图像: 取得的图像具有很高的清晰度以及均匀性

